



INSTRUCCIONES:

1. Conectar el dispositivo al cargador de celular y el mismo emitirá una señal de WiFi
2. Conectarse al WiFi del dispositivo según corresponda
 - a. “INERTIA-1” o “FREEFALL-1”
3. Ingresar la contraseña: 123456789
4. Abrir el navegador de preferencia (Ejemplo: Google Chrome) e ingresar en la barra superior el numero: 192.168.1.1



5. Cuando termina de cargar la página web correctamente, se puede comenzar con las mediciones:
 - a. PLAY: Comienza las mediciones en un periodo de 15s aprox.
 - b. RESET: Reinicia las mediciones.
 - c. Descargar PNG: Para descargar solo el grafico en formato PNG.
 - d. Descargar CSV: Para descargar todas las muestras adquiridas en formato CSV.
6. Para finalizar, desconectar el dispositivo del cargador de celular y solo se apagará



Página web de INERTIA-1.